

TempSpan™

Dual Cure Temporary Crown & Bridge Material

テンプスパン



テンプスパンは、審美性と耐久性に優れたプロビジョナル修復物を短時間で製作することができる、デュアルキュア型テンポラリークラウン用レジンです。

- デュアルキュア(光・化学重合)によるシャープな硬化
- 優れた物理学的特性による高い耐久性
- 7色の豊富なシェードバリエーション
- ベース・キャタリストは1:1の等量比率で練和
- フロウアブルコンポジットを用いたリペアも容易



テンプスパンによる審美性と耐久性に優れたプロビジョナル レストレーション

●デュアルキュアによるシャープな硬化

重合形式はデュアルキュア（光・化学重合）なので、症例に応じて硬化時間をコントロールすることができます。

<重合時間>

光照射時間 : 60秒（ハロゲン光照射器）

化学重合時間 : 2分



●優れた物理学的性質による高い耐久性

- ・圧縮強さ : 256 MPa
- ・剪断強さ : 126 MPa（光重合） 76.7 MPa（化学重合）
- ・引張強さ : 40.5 MPa
- ・バーコル硬さ : 50
- ・吸水性 : 11µg/mm
- ・フィラー含有量 : 52 wt%

●7色の豊富なシェードバリエーション

ブリーチシェードのA0を含め7色をご用意致しました。

A 0	A 1	A 2	A 3
A 3.5	B 1	C 2	

●ベース・キャタリストの練和比率1 : 1

ベースとキャタリストの練和比率は1 : 1の等量です。

●フロウアブルコンポジットによるリペア

フロウアブルコンポジットレジンとも良好に接着するので、タッチアップによる修正も容易に行うことができます。



- 《 包装 》 テンプスパン
- ・50 mLカートリッジ × 1本
 - ・ミキシングチップTS × 15本

- 《 別売品 》
- ・ミキシングチップTS（テンプスパン用） : 30本入
 - ・ミキシングチップTS（テンプスパン用） : 100本入

歯科材料(2) 歯冠材料 アクリル系歯冠用レジン(70811010) 管理医療機器 認証番号 : 21700BZY00304000号