



## 鏡面仕上げのブレード

持ち替えずにすばやく術野を確認

ブレードが交換できる



リトラック  
**leetrac**™

## マイクロエンドサージェリー用リトラクター

### 鋸歯状の形態を付与

ブレード部先端の微細な鋸歯状（ノコギリ歯状）により、皮質骨への安定した固定ができます。



### リトラック ウィング

視認性と操作性を確保したまま、確実なリトラクトおよび組織の保護が可能です。



### ワイドハンドルとナローハンドルの2種類

幅が異なる2種類のハンドルをご用意。



ワイドハンドル



ナローハンドル

**交換可能なブレード** ブレード部はネジ固定式のため容易に交換できます。

ワイド用 (単位:mm)				ナロー用 (単位:mm)			
LTRBS	LTRBT	LTRBR	LTSBS	LTNBS	LTNBN	LTNBT	LTNBP



### セット品

#### ● リトラック ワイドセット

ワイドハンドル×1、ブレード (LTRBS×1, LTRBT×1)、ワイドウィング×1、ワイド オートクレープキャップ×1、スクリュー×4

#### ● リトラック ナローセット

ナローハンドル×1、ブレード (LTNBS×1, LTNBN×1)、ナローウィング×1、ナロー オートクレープキャップ×1、スクリュー×6



リトラック セット

### 単品

- リトラック ブレード 8種 (1個入)
- リトラック ウィング (1個入) **ワイド用** or **ナロー用**
- リトラック オートクレープキャップ (1個入) **ワイド用** or **ナロー用**



ウィング

オートクレープキャップ

2022-05

ご使用の際は製品添付文書を必ずご確認ください。

一般医療機器 機械器具42 医療用剥離子 歯科用起子及び剥離子(70683000) 届出番号:13B2X00022000121号

滅菌方法: オートクレープ (134℃、10分) 推奨

滅菌時は、ブレードの表面を保護するため、必ず専用のオートクレープキャップを装着してください。



**PENTRON**®  
JAPAN INC.

製造販売元: ペントロン ジャパン株式会社  
〒140-0014 東京都品川区大井4-13-17 5F・6F  
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

製造元  
B&L バイオテック社 (韓国)  
(B&L Biotech Co.)